



# IF-10

## WETERYNARYJNY ANALIZATOR IMMUNOCHEMICZNY

### 1 ODWIROWANIE I ROZCIĘCZENIE PRÓBKII



### 2 APLIKACJA PRÓBKII NA KASETĘ



### 3 UMIESZCZENIE KASETY W ANALIZATORZE



### 4 WYNIK



### 5 AUTOMATYCZNY WYDRUK



- Typ próbki: krew pełna, surowica, osocze
- Objętość próbki: 5 - 100  $\mu$ L
- Czas badania:  $\leq$  15 min.
- Zasada pomiaru: Immunofluorescencja
- Profile: pies, kot
- Pamięć:  $\geq$  10 000 wyników
- Wyświetlacz: 7- calowy, kolorowy ekran dotykowy LCD
- Drukarka: Wbudowana
- Zasilanie: sieciowe v bateria litowa 2400mAh
- Interfejs: USB, RS232, sieć, interfejs zasilania
- Waga: 1,65 kg
- Wymiary: 210mm x 210mm x 130mm

## Dostępne testy

	Nr kat.	Nazwa	Opakowanie	Objętość próbki	Materiał
Testy dla psów	0222	<b>Thyroid Stimulating Hormone (cTSH)</b>	10 testów	100 µL	surowica, osocze
	0223	<b>Canine Progesterone (cPROG)</b>	10 testów	50 µL	surowica, osocze
	0241	<b>Canine Luteinizing Hormone (cLH)</b>	10 testów	50 µL	surowica, osocze
	0219	<b>Canine CRP (cCRP)</b>	10 testów	5 µL	surowica, osocze, krew pełna
	0229	<b>Canine Lipase (cPL)</b>	10 testów	20 µL	surowica
	0233	<b>Canine Relaxin (cRLN)</b>	10 testów	100 µL	surowica
	0239	<b>Canine Parvovirus/Coronavirus Antigen (CPV/CCV)</b>	10 testów	-	kał
	0225	<b>Canine Parvovirus Antigen (CPV Ag)</b>	10 testów	-	kał
	0227	<b>Canine Coronavirus Antigen (CCV Ag)</b>	10 testów	-	kał
	0226	<b>Canine Distemper Virus Antigen (CDV Ag)</b>	10 testów	-	komórki nabłonka spojówki
	0231	<b>Canine Parvovirus Antibody (CPV Ab)</b>	10 testów	5 µL	surowica
	0232	<b>Canine Distemper Virus Antibody (CDV Ab)</b>	10 testów	5 µL	surowica
	0243	<b>Canine Influenza Virus (CIV Ag)</b>	10 testów	-	Wydzielina z nosa
	0244	<b>Canine Cystatin C (cCys-C)</b>	10 testów	-	-
	0240	<b>Canine D-Dimer</b>	10 testów	25 µL	surowica, osocze
Testy dla kotów	0220	<b>Feline Serum Amyloid A (fSAA)</b>	10 testów	5 µL	krew pełna
	0230	<b>Feline Lipase (fPL)</b>	10 testów	100 µL	surowica
	0228	<b>Feline Panleucopenia Virus (FPV Ag)</b>	10 testów	-	kał
	0235	<b>Feline Herpes virus type 1 (FHV-1 Ag)</b>	10 testów	-	wydzielina z jamy ustnej lub nosa
	0234	<b>Feline Calicivirus (FCV Ag)</b>	10 testów	-	wydzielina z jamy ustnej lub nosa
	0236	<b>Feline Panleucopenia Virus (FPV Ab)</b>	10 testów	5 µL	surowica
	0238	<b>Feline Herpes virus type 1 (FHV-1 Ab)</b>	10 testów	5 µL	surowica
	0237	<b>Feline Calicivirus Virus (FCV Ab)</b>	10 testów	5 µL	surowica
Testy dla psów i kotów	0221	<b>Thyroxine (T4)</b>	10 testów	100 µL	surowica, osocze
	0242	<b>Toxoplasma IgM Ab **</b>	10 testów	5 µL	surowica
	0224	<b>Cortisol **</b>	10 testów	-	-

\*\* w opracowaniu  
Inne, dodatkowe testy w opracowaniu.



Importer:  
 ALPHA DIAGNOSTICS Sp. z o.o.  
 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 1  
 Diagnostyka - obsługa klienta - tel. (22) 63 27 513;  
 Centrala - (22) 63 14 013; Fax (22) 63 24 211  
 E-mail: ad@alphadiag.com.pl  
 www.alphadiag.com.pl

Xuzhou Baywell Biotech Co.,Ltd

Tel: +86-516-80207618  
 E-mail: info@xzbaywell.com  
 http: //www.xzbaywell.com  
 Add : Building B,2.5 industrial Park,Xuzhou  
 University of Technology,Xuzhou, Jiangsu, China

